



ENDOCLENS-NSX™

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕПРОЦЕССОР ЭНДОСКОПОВ

Проверенный. Надежный. Совместимый.

Представляем автоматический репроцессор эндоскопов (АРЭ) ENDOCLENS-NSX™ — систему для дезинфекции высокого уровня, которая поможет защитить ваших сотрудников, пациентов и медицинские инструменты

УБЕДИТЕСЬ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ ENDOCLENS-NSX

Установка создана для повышения безопасности и эффективности обработки эндоскопов

- Сегодня в мире используется более 5000 систем, и пользователи полностью удовлетворены их работой
- Автоматизация процессов гарантирует надежный результат и дальнейшее повышение стандартов обработки
- Интегрированная система выполняет полную ДВУ лидирующим на мировом рынке раствором CIDEX® OPA





ENDOCLENS-NSX™

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА	19 минут (14 минут без этапа очистки)	
ВМЕСТИМОСТЬ/ МОЕЧНАЯ КАМЕРА	Кол-во моечных камер в системе	1
	Кол-во эндоскопов на моечную камеру	1
	Размеры моечной камеры	Глубина 47,0 см x ширина 39,5 см
	Объем моечной камеры	15 л (максимум)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Материалы моечной камеры	Пластик, армированный волокнами
	Высота (при закрытой крышке)	96,5 см
	Ширина	53,0 см
	Глубина	9,6 см (66,5 см без фильтра)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Вес	74 кг (в сухом состоянии вместе с фильтром)
	Репроцессор ENDOCLENS-NSX™	Однофазный ток; 120/220/230/240 В; 0,8 кВА; 50/60 Гц
	Загрузка	Сверху
	Подключение эндоскопов	Да
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭНДОСКОПАМ	Кол-во каналов	4
	Совместимость	OLYMPUS/FUJINON/PENTAX
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ	Давление	103–690 кПа
	Жесткость	< 60 мг/л CaCO ₃
	Температура поступающей воды	Рабочий диапазон 5–40°C
	Расход на цикл	55 л
	Скорость наполнения	12 л/мин
БАКТЕРИЦИДНЫЕ РАСТВОРЫ	Одобренные растворы	CIDEX™ OPA
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура	Окружающей среды 20–40°C
	Относительная влажность	Окружающей среды 10-90% (без конденсации)
	Высота над уровнем моря	От -400 до 3000 м над уровнем моря
ПОЛ	Плоская нескользящая поверхность	В пределах 1 градуса по вертикали
ФИЛЬТРЫ	Фильтр 0,2 мкм	Полиэфирсульфон или полипропиленовый полисульфон

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
27000	Репроцессор ENDOCLENS-NSX™
20391	Раствор CIDEX® OPA (2 x 5 л/упаковка)
22591	Мультиферментное моющее средство CIDEZYME® XTRA (2 x 3,8 л/упаковка)
20515	Щелочное моющее средство ADAPTACLEAN® (2 x 5 л/упаковка)
104714-01	Фильтр 0,2 мкм

Вид спереди



Вид сбоку



WWW.ASPJJ.COM/EMEA

ASP c/o Johnson & Johnson LLC,
121614, Москва,
ул. Крылатская, 17, стр. 3,

Тел.: (495) 580-7777
Факс: (495) 580-7878

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medos International Sàrl

a Johnson & Johnson company

Medos International Sàrl 2011. Все права защищены.

AD-110140-16-RU_B