



GLOSAIR® 400

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДОБСТВО

Новый подход к сухому обеззараживанию помещений

Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях больницы уже более 80 лет используют ультрафиолетовое излучение. К сожалению, задача обеззараживания помещений и внутрибольничных инфекций до сих пор не решена и становится все более острой, о чем свидетельствует статистика: число случаев заражения внутрибольничными инфекциями ежегодно растет, появляются новые штаммы микроорганизмов, устойчивые к антибиотикам, химпрепаратам и ультрафиолетовому излучению. В связи с этим важное значение приобретает применение современных методов дезинфекции помещений и воздуха, которые имеют широкий спектр антибактериального воздействия.

Автоматическая система биодеконтаминации помещений **GLOSAIR®** разработана специально для лечебно-профилактических учреждений с целью инактивации широкого спектра патогенных микроорганизмов в зонах с повышенным риском инфицирования пациентов и персонала. В системе **GLOSAIR®** используется технология генерации мелкодисперсного аэрозоля («сухого тумана»), в состав которого входит **5-6% раствор пероксида водорода и ионы серебра**, позволяющие снижать уровень клинически значимых микроорганизмов, особенно таких суперустойчивых, как метициллин-резистентный *Staphylococcus aureus* (MRSA), ванкомицин – резистентный *Enterococcus* (VRE), *Clostridium difficile*, *Mycobacterium tuberculosis* и *Acinetobacter baumannii*.

Основные преимущества системы GLOSAIR®:

- Автоматический контроль параметров цикла
- Оборудование полностью герметично и безопасно для персонала
- Не вызывает коррозии. Можно обрабатывать помещение с дорогостоящим оборудованием
- Не образует конденсата за счет технологии генерации «сухого тумана»
- Обработка труднодоступных мест. Распыление раствора по всему объёму обрабатываемого помещения
- Мобильность и маневренность
- Соответствует СанПин 2.1.3.2630-10



Уникальная комбинация двух компонентов обеспечивает эффективный двойной механизм разрушения микроорганизмов



GLOSAIR® 400

Сменный картридж

Картриджи содержат биоцидное дезинфицирующее средство, готовое к применению в аппарате для обеззараживания GLOSAIR®.

- Отсутствие вредных продуктов разложения
- Герметичные емкости исключают прямой контакт с дезинфицирующим средством



Аксессуары

Благодаря дополнительным аксессуарам к аппарату GLOSAIR® Вы сможете оптимизировать свое время на уборку помещений.

Пульт дистанционного управления

Функция дистанционного управления дает возможность одновременного управления несколькими системами, установленными в различных помещениях.



- Подключение и контроль до 6 систем одновременно по беспроводной технологии Bluetooth® (на расстоянии 10–15 метров)
- Размеры пульта 14,3 см x 6,0 см x 26,6 см

Принтер

Компактный принтер с USB портом разработан специально для подключения к аппарату GLOSAIR® для распечатки отчетов о проделанных циклах обеззараживания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппарат

Размер аэрозольной частицы	8-12 мкм
Средняя скорость распыления	30 мл/мин
Плотность	6 мл/м ³
Объем обрабатываемого помещения	от 10 до 200 м ³
Размеры аппарата	108 см x 51,2 см x 62 см
Вес аппарата	48,8 кг
Напряжение	220-240 В, 50 Гц – 7А
Потребляемая мощность	670 Вт

Сменный картридж

Состав	5%-6% раствор перекиси водорода; 50 чнм серебра; 95% деионизированная вода
Упаковка	2 литра (5 циклов на 60 м ³)
Срок годности	9 месяцев
Срок хранения в аппарате	3 месяца (но не более срока годности)
Условия хранения	Хранить вертикально при температуре от 5°C до 25°C

Применяйте биоциды с осторожностью. Перед применением обязательно прочтите этикетку и инструкцию по применению.

Система GLOSAIR® соответствует международным стандартам EN60335-1, EN55011, EN55022, EN61000

Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам компании

Россия:

121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17,
корп. 3
Тел.: +7 (495) 580-77-77

Украина:

04070, г. Киев,
ул. Григория
Сковороды, д. 19
Тел.: +380 (44) 490-64-64

Армения:

0002, г. Ереван,
ул. Сарьяна,
д. 12, офис 7
Тел.: +374 (10) 56-07-14

Грузия:

0186, г. Тбилиси,
ул. Гамрекели,
д. 19
Тел.: +995 (32) 237-77-28

Казахстан:

050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева,
д. 42, павильон 23-А
Тел.: +7 (727) 356-88-11

Республика Беларусь:

220030, г. Минск,
ул. Мясникова,
д. 70, 5-й этаж, оф. 517
Тел.: +375 (17) 226-43-33

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medos International Sàrl

a Johnson & Johnson company